

Инкубатор для новорожденных INT-BIO AIRBORNE VOYAGER

ФСЗ 2012/12293

транспортный, температура воздуха / температура тела, температура воздуха 17-38.9°C, аварийные индикаторы

International Biomedical Ltd., США



Характеристики

Тип	транспортный
Контроль	температура воздуха / температура тела
Управление	сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	17-38.9 °C
Диапазон установки подачи кислорода	10-100 %
Аварийные индикаторы	Да
Воздушный фильтр	Да

Габариты

Размер	254×952×488 мм
Матрац	298×603×25 мм
Вес	35 кг

Описание

- большая камера с обзором 360°;
- двери доступа сверху и спереди;
- 2 порта для рук на передней двери;
- 2 порта для рук на задней стенке;
- 5 портов доступа для внутривенных/дыхательных трубок;
- увлажнительный резервуар;
- батарея с увеличенным сроком службы;
- светодиодная панель (в среднем 430 люкс) 6 розеток IEC.