

Электрокардиограф Кардиан ПМ

ФСЗ 2012/12870

12-канальный, портативный, ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой, интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала, подключение к ПК / защита от дефибрилляции

КАРДИАН УП, Беларусь



Характеристики

Количество каналов	12-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя / ЭКГ под нагрузкой
Функции	интерпретация / определение кардиостимулятора / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	подключение к ПК / защита от дефибрилляции
Дисплей	цветной ЖК экран

Описание

Электрокардиограф Кардиан ПМ - многофункциональный комплекс оперативного контроля ЭКГ «КАРДИАН ПМ» может использоваться как стационарный 12-канальный электрокардиограф, мобильный (портативный) 12-ти канальный электрокардиограф, электрокардиотопограф (ЭКТГ-60).

Особенности Кардиан ПМ:

- регистрация и анализ ЭКГ по 12 стандартным и дополнительным отведениям;
- мониторинг ЭКГ до 5 минут одного отведения;
- отсутствие соединительного кабеля делает Кардиан-ПМ идеальным для **проведения нагрузочных тестов** (велоэргометрия, ортопроба, тест на беговой дорожке), а также для снятия ЭКГ в полевых условиях;
- электрокардиотопографическое картирование в 60-ти отведениях (ЭКТГ-60);
- автоматический расчет параметров ЭКГ с выдачей синдромального заключения;
- беспроводная передача ЭКГ по Bluetooth;
- ведение базы данных обследований пациентов;
- интеграция в любые ИТ-системы учреждения;
- облачные технологии: ECG-cloud. ECG-sync.