

Аппарат ИВЛ Fisher & Paykel NEOPUFF

ФСЗ 2011/09919

стационарный, для новорожденных, тип вентиляции
принудительная, пневматический привод

Fisher & Paykel Healthcare Limited, Новая Зеландия



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных
Тип вентиляции	принудительная
Тип привода	пневматический
Режимы работы ИВЛ	с контролем по объему
Размер	250×200×100 мм
Вес	1.9 кг

Описание

Аппарат ИВЛ Неорифф (Неопуфф) предназначен для проведения реанимационных мероприятий у новорожденных и детей до 10 кг в родильном зале или при оказании неотложной помощи. Представляет собой простой в управлении аппарат искусственной вентиляции легких с ручным управлением и пневмоприводом.

Основные особенности:

- безопасное, контролируемое, точное пиковое инспираторное давление (PIP);
- постоянное, точное положительное давление в конце выдоха (ПДКВ);
- адекватная частота дыхания;
- обеспечение подачи до 100% кислорода (при необходимости);
- плотное прилегание маски;
- Неорифф обеспечивает дыхание с постоянным максимальным давлением вдоха (PIP) и положительным давлением в конце выдоха (ПДКВ);
- устройство подает кислород концентрацией от 21 до 100%;
- контур Т-образного коннектора может соединяться как с масками для новорожденных, так и с эндотрахеальными трубками.