

Комплект белья ангиографический Barrier 698260

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, ангиография, в комплекте простыни для ангиографии / простыня с адгезивным краем / впитывающая прокладка / простыня для операционного стола / полотенца

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	ангиография

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	простыни для ангиографии / простыня с адгезивным краем / впитывающая прокладка / простыня для операционного стола / полотенца

Дополнительные характеристики

Хирургическое белье BARRIER® для радиальной ангиографии обеспечивает зональную защиту, помогает не допустить инфицирование операционной раны и обладает необходимыми для различных хирургических вмешательств особенностями: имеет встроенные мешки для сбора жидкостей, вырезами с эластичными краями и другие инновации, которые совершенствуют качество белья.

В комплект входит:

- 1 простыня для операционного стола 150x140 см, впитывающая зона 75x140 см;
- 1 впитывающая прокладка 56x80 см;
- 1 простыня с адгезивным краем 50x50 см;
- 1 простыня для ангиографии 240x330 см (2 отверстия 5x7 см и 2 отверстия 7x9 см);
- 1 простыня для операционного стола 150x140 см, впитывающая зона 75x140 см;
- 2 полотенца 19x25 см;

В упаковке: 5 комплектов.