


Комплект белья торакальный Barrier 669600

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, торакальная хирургия, в комплекте
покрытие для стола Мейо / покрытие для гениталий /
простыня с клейким краем / мешок для электродов
дефибриллятора / простыня торакальная / покрытие
для стола / держатели шнура / ленты клейкие
операционные / полотенца

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	торакальная хирургия

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	покрытие для стола Мейо / покрытие для гениталий / простыня с клейким краем / мешок для электродов дефибриллятора / простыня торакальная / покрытие для стола / держатели шнура / ленты клейкие операционные / полотенца

Дополнительные характеристики

Комплект белья хирургического BARRIER торакальный, стерильный, одноразовый.

Сложение простыни внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов и с сохранением стерильности содержимого. Удаляемые клейкие стикеры, для учёта расходных материалов, содержат информацию: артикул, номер Лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности.

В комплект входит:

- 1 усиленное покрытие для стола Мейо 79x145 см, зона повышенного впитывания 65x85 см;
- 1 покрытие для гениталий 18x40 см;
- 1 простыня с клейким краем 75x75 см;
- 1 мешок для электродов дефибриллятора 33x38 см;
- 1 простыня торакальная 200/300x340 см область оперативного вмешательства с инцизионной пленкой 37x65 см;

- 1 покрытие для стола 150x240 см, впитывающая зона 75x240 см;
- 2 держателя шнура 2.5x30 см;
- 2 ленты клейкие операционные 9x49 см;
- 6 полотенец 18x25 см

В упаковке: 3 комплекта.