


Комплект белья гинекологический Barrier 696110 для цистоскопии

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, гинекология, для цистоскопии, в комплекте леггинсы / простыня для цистоскопии / покрытие для стола

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	гинекология

Назначение

Гинекология	для цистоскопии
-------------	-----------------

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	леггинсы / простыня для цистоскопии / покрытие для стола

Дополнительные характеристики

Комплект белья хирургического BARRIER гинекологический для проведения цистоскопического исследования. Стерильный, одноразовый.

В комплект входит:

- 2 леггинса 75x120 см;
- 1 простыня 75x175 см, отверстие 9x15 см;
- 1 покрытие для стола 150x190 см, впитывающая зона 75x190 см.

Сложение простыни внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов и с сохранением стерильности содержимого.

Удаляемые клейкие стикеры, для учёта расходных материалов, содержат информацию: артикул, номер Лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности.

В упаковке: 11 комплектов.