


## Комплект белья гинекологический Barrier 696600 для лапароскопии

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, гинекология / лапароскопия, в комплекте простыня повышенного впитывания / простыня для лапароскопии / покрытие стола / лента клейкая операционная

Molnlycke Health Care AB, Швеция



### Характеристики

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Вид                | комплект белья             |
| Область применения | гинекология / лапароскопия |

### Основные характеристики

|                  |                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стерильность     | стерильный                                                                                                |
| Состав комплекта | простыня повышенного впитывания / простыня для лапароскопии / покрытие стола / лента клейкая операционная |

### Дополнительные характеристики

**Комплект белья хирургического BARRIER гинекологический для проведения лапароскопии.** Стерильный, одноразовый.

#### В комплект входит:

- 1 простыня повышенного впитывания с клейким краем 75x75 см;
- 1 простыня для лапароскопии со встроенными леггинсами 250/270x310 см, треугольное отверстие 26x20 см с клейкими краями и 7,5x13 см;
- 1 покрытие для стола 150x190 см, впитывающая зона 75x190 см;
- 1 лента клейкая операционная 9x49 см 2 полотенца 18x25 см.

Сложение простыни внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов и с сохранением стерильности содержимого.

Удаляемые клейкие стикеры, для учёта расходных материалов, содержат информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности.

**В упаковке:** 7 комплектов.