


Комплект белья гинекологический Barrier 903328 для кесарева сечения

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, гинекология, для кесарева сечения, в комплекте пеленка для новорожденного / простыня для кесарева сечения / покрытие стола / клейкая лента операционная / полотенца



Molnlycke Health Care AB, Швеция

Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	гинекология

Назначение

Гинекология	для кесарева сечения
-------------	----------------------

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	пеленка для новорожденного / простыня для кесарева сечения / покрытие стола / клейкая лента операционная / полотенца

Дополнительные характеристики

Комплект белья хирургического BARRIER для кесарева сечения. Стерильный, одноразовый. Минимизирует риск развития послеоперационных осложнений, а также защищают хирургический персонал от контакта с биологическими жидкостями во время проведения хирургических вмешательств.

В комплект входит:

- 1 пеленка для ребенка 90х120 см;
 - 1 простыня для кесарева сечения 175/250х300 см, область оперативного вмешательства с инцизионной пленкой 38х32 см, отверстие 18х16 см;
 - 1 покрытие для стола 150х190 см, впитывающая зона 75х190 см;
 - 1 лента клейкая операционная 9х49 см;
 - 4 полотенца 18х25 см позволяют удобно и эффективно ограничить операционное поле.
- Зональное отгораживание обеспечивает максимальное впитывание и дополнительную прочность белья в области, наиболее близкой к операционной ране. При этом не допускается проникновение микроорганизмов за счет водонепроницаемости хирургического белья.

В упаковке: 4 комплекта.