


Комплект белья кардиохирургический Barrier 694640 с торакальной простыней

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, кардиохирургия, в комплекте
покрытие для стола Мейо / покрытие для стола /
мешок для электродов дефибриллятора / бахилы /
простыня с перинеальным полотенцем / простыня с
клейким краем / простыня торакальная / держатели
шнура / ленты клейкие операционные / полотенца

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	кардиохирургия

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	покрытие для стола Мейо / покрытие для стола / мешок для электродов дефибриллятора / бахилы / простыня с перинеальным полотенцем / простыня с клейким краем / простыня торакальная / держатели шнура / ленты клейкие операционные / полотенца

Дополнительные характеристики

Комплект белья хирургического BARRIER кардиоваскулярный. В комплекте торакальная простынь. Для кардиоваскулярной хирургии. Универсальная конструкция, встроенные инцизионные пленки и мешки позволяют работать удобно и эффективно.

Сложение простыни внутри упаковки позволяет осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов и с сохранением стерильности содержимого. Удаляемые клейкие стикеры, для учёта расходных материалов, содержат информацию: артикул, номер Лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности.

В комплект входит:

- 1 покрытие для стола Мейо 79x145 см усиленное, зона повышенного впитывания 65x85 см;
- 1 покрытие для стола 150x190 см, впитывающая 75x190 см;
- 1 мешок для электродов дефибриллятора 33x38 см;
- 2 бахилы непрозрачные 36x28 см;

- 2 бахилы прозрачные 36х28 см;
- 1 простыня с перинеальным полотенцем 200х260 см, вырез 20х102 см с клейкими краями;
- 1 простыня торакальная 200/300х330 см, область оперативного вмешательства с инцизионной пленкой 32х40 см;
- 1 покрытие для стола 150х240 см, впитывающая зона 75х240 см;
- 2 держателя шнура 2,5х30 см;
- 3 ленты клейкие операционные 9х49 см;
- 6 полотенце 18х25 см;
- 2 простыни с клейким краем 75х75 см.

В упаковке: 3 комплекта.