


Комплект белья кардиохирургический Barrier 694700 с кардиоваскулярной простыней

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, кардиохирургия, в комплекте чехол и простыня для инструментального стола / салфетка / мешок дефибриллятора / клейкая лента / чехол на ногу с фиксатором / простыня с клейким краем / простыня с перинеальным покрытием / покрытие на оперируемого больного с инцизионной пленкой



Mölnlycke Health Care AB, Швеция

Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	кардиохирургия

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	чехол и простыня для инструментального стола / салфетка / мешок дефибриллятора / клейкая лента / чехол на ногу с фиксатором / простыня с клейким краем / простыня с перинеальным покрытием / покрытие на оперируемого больного с инцизионной пленкой

Дополнительные характеристики

Кардиоваскулярные комплекты BARRIER® препятствуют передаче инфекции и обеспечивают эффективный контроль над распространением жидкости, поддерживая сухость рабочей области.

Компания Mölnlycke Health Care предлагает широкий выбор специально разработанных отдельных простыней и комплектов для всех типов вмешательств, относящихся к кардиоваскулярной хирургии. Универсальная конструкция, встроенные инцизионные пленки и мешки позволяют работать удобно и эффективно.

В комплект входит:

- чехол для инструментального стола 80x150 см - 1 шт.;
- салфетка 33x33см - 6 шт., мешок для дефибриллятора 45x33см - 1 шт.;
- клейкая лента-держатель для шнура 2.5x30см – 2 шт.;
- чехол на ногу с фиксатором - 2 шт., клейкая лента 10x50см – 3 шт.;
- простыня с клейким краем 75x75см – 1 шт.;
- простыня с перинеальным покрытием 200x260см, вырез 20x100см - 1 шт.;

- покрытие на оперируемого больного (торакальное) 330/300/200 см, с инцизионной пленкой в области опер. вмешательства 32x40см – 1 шт.;
- простыня на инструментальный стол 150x200см - 1 шт.

В упаковке: 3 комплекта.