

Комплект белья офтальмологический Barrier 903167

ФСЗ 2009/03778

комплект белья, офтальмология, в комплекте
простыня офтальмологическая /покрытие для стола /
полотенце

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Вид	комплект белья
Область применения	офтальмология

Основные характеристики

Стерильность	стерильный
Состав комплекта	простыня офтальмологическая /покрытие для стола / полотенце

Дополнительные характеристики

Офтальмологические комплекты BARRIER® обеспечивают эффективный контроль над распространением жидкости и защиту от распространения инфекций. Могут быть использованы во время непродолжительной процедуры и обеспечить комфорт во время проведения местной анестезии.

Состав комплекта:

- 1 простыня офтальмологическая 140x150 см с мешком для сбора жидкости, область оперативного вмешательства с инцизионной пленкой 8x10 см;
- 1 покрытие для стола 150x150 см, впитывающая зона 75x150 см;
- 1 полотенце 18x25 см.

В упаковке: 16 комплектов.