

Комплект линеек скиаскопических ЛСК-1

РЗН 2020/9708

предел измерения рефракции -19 - +19 дптр, 2
насадки, размеры 370×42×12 мм, масса 0.8 кг
(комплект в футляре)

Завод Оптик ОАО, Беларусь



Характеристики

Предел измерения рефракции	-19 - +19 дптр
Насадки	2 шт.
Размеры	370×42×12 мм
Масса	0.8 кг (комплект в футляре)

Дополнительные характеристики

Линейка скиаскопическая предназначена для объективного определения задней вершинной рефракции глаза методом скиаскопии.