

Комплект манжет к приборам Адьютор детские

РЗН 2015/3206

манжета, для приборов Адьютор, размер манжеты
неонатальный / педиатрический, для окружности руки
7-26 см, подключение к прибору однотрубное /
двухтрубное, диапазон давления - мм рт. ст.,
диапазон пульса - ударов в минуту, измерение
диастолического давления - мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Вид	манжета
Совместимость с приборами	Адьютор

Манжета

Размер манжеты	неонатальный / педиатрический
Окружность руки	7-26 см
Подключение к прибору	однотрубное / двухтрубное

Манометр

Диапазон давления	- мм рт. ст.
Диапазон пульса	- ударов в минуту
Диапазон измерения диастолического давления	- мм рт. ст.

Дополнительные характеристики

Комплект детских манжет применяется для использования с приборами для измерения артериального давления **Адьютор**. Манжета состоит из пневмокамеры и нейлонового чехла.

В комплект входит 3 манжеты: для новорожденных, для детей, для подростков:

- детская большая манжета нейлоновая без скобы (кольца) 1/2 трубочные - (обхват 18-26 см);
- детская средняя манжета нейлоновая без скобы (кольца) 1/2 трубочные - (обхват 11-19 см);
- детская малая манжета нейлоновая без скобы (кольца) 1/2 трубочные - (обхват 7-12 см).