


Комплекты одежды ГЕКСА КХ-3 для хирургов

ФСР 2009/06234

комплект одежды, для хирургов, в комплекте халат
хирургический / шапочка «колпак» / маска
медицинская на резинке

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Вид	комплект одежды
Тип одежды	для хирургов

Основные характеристики

Стерильность	стерильный / нестерильный
Состав комплекта	халат хирургический / шапочка «колпак» / маска медицинская на резинке

Дополнительные характеристики

Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный и нестерильный Гекса КХ-3

Назначение: набор одежды для длительных операций и операций/процедур с большим количеством отделяемого.

Состав комплекта одежды и белья хирургического КХ-3

Изделие	Материал	Цвет	Количество					
Халат хирургический 140 см, р. 52-54	Спанбонд пл. 42 г/м² + ламинированный спонбонд пл. 40 г/м²	Голубой	1					
Шапочка «Колпак»	Спанбонд пл. 42 г/м²	Голубой	1					
Маска медицинская на резинке	Трехслойная	Голубой	1					