

Комплекты одежды ГЕКСА КХ-4 / КХ-4.1 для хирургов

ФСР 2009/06234

комплект одежды, для хирургов, в комплекте халат
хирургический / шапочка «колпак» / маска
медицинская на резинке

ГЕКСА-нетканые материалы ООО, Россия



Характеристики

Вид	комплект одежды
Тип одежды	для хирургов

Основные характеристики

Стерильность	стерильный / нестерильный
Состав комплекта	халат хирургический / шапочка «колпак» / маска медицинская на резинке

Дополнительные характеристики

Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный и нестерильный Гекса КХ-4 / КХ-4.1

Назначение: набор одежды для малоинвазивных и кратковременных операций и процедур..

Состав комплекта одежды и белья хирургического КХ-4

Изделие	Материал	Цвет	Количество
Халат хирургический 140 см, р. 52-54	Спанбонд пл. 42 г/м²	Голубой	1
Шапочка «Колпак»	Спанбонд пл. 42 г/м²	Голубой	1
Маска медицинская на резинке	Трехслойная	Голубой	1

Состав комплекта одежды и белья хирургического КХ-4.1

Изделие	Материал	Цвет	Количество
Халат хирургический 140 см, р. 52-54	SMS пл. 42 г/м ²	Бирюзовый	1
Шапочка «Колпак»	Спанбонд пл. 42 г/м ²	Голубой	1
Маска медицинская на резинке	Трехслойная	Голубой	1