

Лоток для дезинфекции Acecide AS-10

объем 10 л, размеры 432×319×195 мм,
перфорированный поддон, утопитель, слив

Saraya Co., Ltd., Япония



Характеристики

Объем	10 л
Размеры	432×319×195 мм
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да
Слив	Да

Дополнительные характеристики

Комплект лотков Acecide AS-10 (Артикул 42223) – лотки для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения с использованием препарата Асесайд. Лотки предназначены для проведения комплексной обработки изделий медицинского назначения (ИМН) ручным способом.

Объем: 10 л

Размеры: 432×319×195 мм

В комплект входит:

- два лотка (для очистки и для дезинфекции)
- таймер (для установления времени дезинфекции и стерилизации)
- сливной шланг
- насадка для дезодорирующего абсорбента (для подавления запаха дезинфицирующего средства)

Особенности:

- съемная прозрачная пластиковая крышка, плотно прилегающая к лоткам, для удобного визуального контроля процесса обработки и предотвращения распространения запаха средства;
- специальные заливные отверстия на крышках лотков;
- съемная насадка для дезодорирующего абсорбента;
- удобные пластиковые сетки для погружения инструментов в рабочий раствор.