

Компрессор безмасляный KD224 для установок стоматологических

ФСЗ 2012/13251

компрессор, безмасляный, ресивер 24 л, 1-цилиндровый, 100 л/мин, 7 бар, 1.25 кВт, 230 В

DIPLOMAT DENTAL s.r.o., Словакия



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	24 л
Количество цилиндров	1-цилиндровый
Производительность	100 л/мин
Макс. давление	7 бар
Мощность	1.25 кВт
Напряжение	230 В