

Компрессор медицинский Ekom DK50 2x2V/110

ФСЗ 2011/10543

компрессор, безмасляный, ресивер 110 л, 4-цилиндровый, 270 л/мин, 8 бар, 2×1.2 кВт, 230 В / 400 В

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	110 л
Количество цилиндров	4-цилиндровый
Производительность	270 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	2×1.2 кВт
Напряжение	230 В / 400 В

Описание

Компрессор стоматологический Ekom DK50 2x2V/110 – два двухцилиндровых агрегата на одном 110-литровом воздушном ресивере способны обеспечить достаточно воздуха для клиники с четырьмя стоматологическими установками. В случае технического обслуживания одного из агрегатов другой обеспечивает бесперебойную работу компрессора.

Модификации:

1. DK50 2x2V/110 – без шумоподавляющего шкафа.
2. DK50 2x2V/110 S – с шумоподавляющим шкафом.
3. DK50 2x2V/110/M – без шумоподавляющего шкафа, с осушителем.
4. DK50 2x2V/110 S/M – с шумоподавляющим шкафом, с осушителем.