

Компрессор медицинский Ekom DK50 2V/50

ФСЗ 2011/10543

компрессор, безмасляный, ресивер 50 л, 2-цилиндровый, 135 л/мин, 8 бар, 1.2 кВт, 230 В / 400 В

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	50 л
Количество цилиндров	2-цилиндровый
Производительность	135 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.2 кВт
Напряжение	230 В / 400 В

Описание

Компрессор стоматологический Ekom DK50 2V/50 – компрессор с двухцилиндровым агрегатом на 50-литровом воздушном ресивере, с производительностью оптимизированной для более высокого потребления воздуха, подходит для двух стоматологических установок и дополнительного оборудования в зуботехнических лабораториях.

Модификации:

1. DK50 2V/50 – без шумоподавляющего шкафа.
2. DK50 2V/50 S – с шумоподавляющим шкафом.
3. DK50 2V/50/M – без шумоподавляющего шкафа, с осушителем.
4. DK50 2V/50 S/M – с шумоподавляющим шкафом, с осушителем.