

Компрессор медицинский Ekom DK50 4VR/50

ФСЗ 2011/10543

компрессор, безмасляный, ресивер 50 л, 4-цилиндровый, 270 л/мин, 8 бар, 2.2 кВт, 400 В

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	50 л
Количество цилиндров	4-цилиндровый
Производительность	270 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В

Описание

Компрессор стоматологический Ekom DK50 4VR/50 – сверхкомпактный компрессор для четырех стоматологических установок или другого оборудования в зуботехнических лабораториях с высоким потреблением сжатого воздуха. Малошумное решение с кожухом делает его идеальным для размещения непосредственно в лечебном кабинете.

Модификации:

- 1. DK50 4VR/50 – без шумоподавляющего шкафа.
- 2. DK50 4VR/50 S – с шумоподавляющим шкафом.
- 3. DK50 4VR/50/M – без шумоподавляющего шкафа, с осушителем.
- 4. DK50 4VR/50 S/M – с шумоподавляющим шкафом, с осушителем.