

Компрессор медицинский Ekom DK50 2V

ФСЗ 2011/10543

компрессор, безмасляный, ресивер 25 л, 2-цилиндровый, 135 л/мин, 8 бар, 1.2 кВт, 230 В / 400 В

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	25 л
Количество цилиндров	2-цилиндровый
Производительность	135 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	1.2 кВт
Напряжение	230 В / 400 В

Описание

Компрессор стоматологический Ekom DK50 2V – безмасляный компрессор с двумя цилиндрами, выдающий до 140 л/мин сжатого воздуха, подходит для стоматологической клиники с двумя стоматологическими установками и дополнительным оборудованием.

Подобный размер, но почти двойная производительность по сравнению с одноцилиндровой версией (DK50 Plus) делает его эффективным выбором, подходящим также для установки непосредственно в лечебном кабинете.

Модификации:

1. DK50 2V – без шумоподавляющего шкафа.
2. DK50 2V M – без шумоподавляющего шкафа, с осушителем.
3. DK50 2V S – с шумоподавляющим шкафом.
4. DK50 2V S/M – с шумоподавляющим шкафом, с осушителем.