

Компрессор медицинский Ekom DK50 Plus

ФСЗ 2011/10543

компрессор, безмасляный, ресивер 25 л, 1-цилиндровый, 80 л/мин, 8 бар, 0.55 кВт, 230 В

Ekom spol s.r.o., Словакия



Характеристики

Тип	компрессор
Тип смазки	безмасляный
Ресивер	25 л
Количество цилиндров	1-цилиндровый
Производительность	80 л/мин
Макс. давление	8 бар
Мощность	0.55 кВт
Напряжение	230 В

Описание

Компрессор стоматологический Ekom DK50 Plus – его производительность и большой 25-литровый воздушный ресивер делают этот компрессор способным подавать воздух более чем к одной стоматологической установке или оборудованию в стоматологических лабораториях с возможностью быстрого повышения потребления воздуха.

Модификации:

1. DK50 Plus – без шумоподавляющего шкафа.
2. DK50 Plus M – без шумоподавляющего шкафа, с осушителем.
3. DK50 Plus S – с шумоподавляющим шкафом.
4. DK50 Plus S/M – с шумоподавляющим шкафом, с осушителем.