

Контейнер для мочи Sarstedt 100 мл с защелкивающейся крышкой

ФСЗ 2009/04699

для мочи, объем 100 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Объем	100 мл

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 100 мл с защелкивающейся крышкой

Объем: 100 мл

Материал: полистирол

Кат. №	Исполнение	В коробке
75.570	Контейнер из полистирола 100 мл, белый	1 000 шт.
76.571	Защелкивающаяся крышка из полистирола	1 000 шт.