

Контейнер для кала Sarstedt 101 16.5 мм

ФСЗ 2009/04699

для кала, стерильный / нестерильный, с ложкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Ложка	Да

Описание

Контейнер для кала Sarstedt 101×16.5 мм

Размеры: 101×□16.5 мм
Материал: полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
80.623	Контейнер 101×16.5 мм стерильный	500 шт.
80.623.111	Контейнер 101×16.5 мм нестерильный	500 шт.
80.623.022	Контейнер 101×16.5 мм для сбора заданной пробы кала	500 шт.

Контейнер 101×16.5 мм для сбора заданной пробы кала

Позволяет собрать пробу кала заданного объема. Ложечка вмещает 1 мл, излишек убирается прилагаемым шпателем. Ложечка встроена в крышку и достает примерно до половины пробирки. Такая конструкция предусматривает последующее центрифугирование образца и отделение супернатанта.