

Контейнер для кала Sarstedt 107 25 мм

ФСЗ 2009/04699

для кала, стерильный / нестерильный, с ложкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Ложка	Да

Описание

Контейнер для кала Sarstedt 107×25 мм с резьбовой крышкой

Размеры: 107×□25 мм

Материал: полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
80.622	Контейнер 107×25 мм стерильный	400 шт.
80.622.111	Контейнер 107 × 25 мм нестерильный	500 шт.