

Контейнер для мочи Sarstedt 250 мл с защелкивающейся крышкой

ФСЗ 2009/04699

для мочи, объем 250 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Объем	250 мл

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 250 мл с защелкивающейся крышкой

Объем: 250 мл (0.25 л)

Материал: полистирол

Кат. №	Исполнение	В коробке
75.560	Контейнер из полистирола 250 мл, белый	500 шт.
76.561	Защелкивающаяся крышка из полистирола	500 шт.