

Контейнер для утилизации игл Sarstedt Multi-Safe opti

ФСЗ 2009/04702

класс отходов Б, объем 0.5 / 0.7 / 2.1 / 3.0 л

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Класс отходов	Б
Отверстие	круглое / овальное
Объем	0.5 / 0.7 / 2.1 / 3.0 л
Размеры	298×112 / 197×112 / 165×112 / 166×78 / 164×62 мм

Дополнительные характеристики

Контейнер для утилизации Multi-Safe opti Sarstedt - для утилизации скальпелей, игл, одноразовых шприцев, трубок, битых пробирок и длинномерных предметов.

- из полипропилена;
- круглая форма;
- входное отверстие можно плавно увеличивать, выламывая перегородки (исключение: opti 500 Т и 700);
- шарнирные петли на крышке многократного открывания/закрывания (исключение: opti 500 Т);
- большое число держателей позволяет крепить контейнеры в разных местах, исключая опрокидывание (принадлежности);
- ручки (исключение: opti 500 Т);
- Opti 500 Т специально используется на лотках для инъекций;
- модель opti 5000 Т: с помощью штырька внутри крышки открученные инсулиновые ручки можно продавливать через вырез в форме звездочки;
- различные размеры отверстий в разных исполнениях контейнеров;
- боковые пазы на крышке для визуального подтверждения закрытия (кроме opti 500 Т);
- различные формы отверстий для съема/открывания.

Артикул	Наименование	Объём	Материал	В коробке
77.3895.005	Multi-Safe opti 500	0.5 л	Полипропилен	110 шт.
77.3895.007	Multi-Safe opti 700	0.7 л	Полипропилен	170 шт.
77.3895.017	Multi-Safe opti 1700	1.7 л	Полипропилен	110 шт.
77.3895.021	Multi-Safe opti 2100	2.1 л	Полипропилен	80 шт.
77.3895.030	Multi-Safe opti 3000	3.0 л	Полипропилен	50 шт.