

Контейнер для дезинфекции КДС-0.2 Кронт

ФСР 2009/06144

объем 0.2 л, размеры 72×96 мм, перфорированный поддон, автоклавирование 121°C

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Объем	0.2 л
Размеры	72×96 мм
Перфорированный поддон	Да
Автоклавирование	121°C

Дополнительные характеристики

Емкость-контейнер КДС-0.2 Кронт предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации мелких медицинских изделий.

Рабочий объем: 0.2 л

Габаритные размеры: 72×96 мм

Размеры поддона: 52×55 мм

Обрабатываемые изделия: стоматологические боры, хирургические инструменты, клапаны, заглушки эндоскопов, загубники и т.п.

Конструкция: ванночка с ручкой и крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон.

Преимущества:

- отсутствие острых кромок
- отсутствие мест скопления грязи
- градуировка в мл
- наличие множества сливных отверстий
- максимальная температура автоклавирования – 121°C