

Контейнер для дезинфекции КДС-1 Кронт

ФСР 2009/06144

объем 1 л, размеры 280×155×105, перфорированный
поддон, утопитель, автоклавирование 121°С

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Объем	1 л
Размеры	280×155×105
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да
Автоклавирование	121°С

Дополнительные характеристики

Емкость-контейнер КДС-1 Кронт предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.

Рабочий объем: 1 л
Габаритные размеры: 280×155×105
Размеры поддона: 180×75×50 мм

Обрабатываемые изделия: шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.

Конструкция: ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.

- Преимущества:**
- отсутствие острых кромок
 - отсутствие мест скопления грязи
 - градуировка (0.5 и 1 литр)
 - наличие множества сливных отверстий
 - максимальная температура автоклавирования – 121°С