

Контейнер для дезинфекции КДС-5 Кронт

ФСР 2009/06144

объем 5 л, размеры 400×285×165 мм,
перфорированный поддон, утопитель,
автоклавирование 121°C

КРОНТ-М АО, Россия



Характеристики

Объем	5 л
Размеры	400×285×165 мм
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да
Автоклавирование	121°C

Дополнительные характеристики

Емкость-контейнер КДС-5 Кронт предназначен для предстерилизационной очистки, химической дезинфекции и стерилизации медицинских изделий.

Рабочий объем: 5 л

Габаритные размеры: 400×285×165 мм

Размеры поддона: 260×175×120 мм

Обрабатываемые изделия: шприцы, термометры, шпатели, катетеры, одноразовые медицинские изделия, малые хирургические инструменты, гинекологический инструмент и т.п.

Конструкция: ванна с крышкой, внутри которой расположен перфорированный поддон с утопителем.

Преимущества:

- отсутствие острых кромок
- отсутствие мест скопления грязи
- градуировка (2, 3, 4 и 5 литров)
- наличие множества сливных отверстий
- максимальная температура автоклавирования – 121°C