


Контейнер для дезинфекции SafeDez МК-04 4.5 л

РЗН 2017/5454

объем 3 л, размеры 375×200×136 мм,
перфорированный поддон, утопитель,
автоклавирование 132□

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Объем	3 л
Размеры	375×200×136 мм
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да
Автоклавирование	132□

Дополнительные характеристики

Контейнер SafeDez МК-04 4.5 л – многоразовый контейнер для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий.

Полезный объем: 3 л (полный объем 4.5 л)

Размеры контейнера в сборе: 375×200×136 мм

Белый кат. № 10.2.3.0.1.26	Бирюзовый кат. № 10.2.3.0.12.26

Стерилизация

- Контейнер устойчив к воздействию температуры при паровой стерилизации в автоклавах в течение 30 минут (132□, 2 атм.)
- Контейнер устойчив к использованию электромагнитного излучения сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 70 минут, при температуре 100□

Особенности:

- Съемная ручка.
- Ручка в сборе с прессом обеспечивает отжатие материалов без контакта с дезинфицирующими средствами.

Комплектующие:

- Основа – 1 шт.
- Перфорированная емкость-вкладка – 1 шт.
- Пресс – 1 шт.
- Крышка – 1 шт.
- Ручка – 1 шт.
- Скоба для фиксации крышки – 2 шт.
- Карман для маркировки – 1 шт.