

Контейнер для дезинфекции SafeDez МК-04 7.5 л

РЗН 2017/5454

объем 5 л, размеры 427×226×157 мм,
перфорированный поддон, утопитель,
автоклавирование 132□

КМ-Проект ООО, Россия



Характеристики

Объем	5 л
Размеры	427×226×157 мм
Перфорированный поддон	Да
Утопитель	Да
Автоклавирование	132□

Дополнительные характеристики

Контейнер SafeDez МК-04 7.5 л – многоразовый контейнер для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания медицинских изделий.

Полезный объем: 5 л (полный объем 7.5 л)
Размеры контейнера в сборе: 427×226×157 мм

Кат. №	Цвет
10.2.3.0.1.30	белый
10.2.3.0.12.30	бирюзовый
20.А.3.Р.60	оранжевый

Стерилизация

- Контейнер устойчив к воздействию температуры при паровой стерилизации в автоклавах в течение 30 минут (132□ 2 атм.)
- Контейнер устойчив к использованию электромагнитного излучения сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 70 минут, при температуре 100□

Особенности:

- Съёмная ручка.
- Ручка в сборе с прессом обеспечивает отжатие материалов без контакта с дезинфицирующими средствами.

Комплектующие:

- Основа – 1 шт.
- Перфорированная емкость-вкладка – 1 шт.
- Пресс – 1 шт.
- Крышка – 1 шт.
- Ручка – 1 шт.
- Скоба для фиксации крышки – 2 шт.
- Карман для маркировки – 1 шт.