

Контейнер для кала Sarstedt 25 мл

ФСЗ 2009/04699

для кала, объем 25 мл, с ложкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для кала
Объем	25 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнер для кала Sarstedt 25 мл выполнен из белого прочного полипропилена. В коричневую резьбовую крышку встроена ложечка для сбора кала.

Объем: 25 мл
Материал: полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
80.9924.014	Белый контейнер 25 мл с коричневой крышкой и этикеткой	500 шт.