

Контейнер для кала Sarstedt 70 мл

ФСЗ 2009/04699

для кала, объем 70 мл, с ложкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

|       |          |
|-------|----------|
| Тип   | для кала |
| Объем | 70 мл    |
| Ложка | Да       |

Описание

**Контейнер для кала Sarstedt 70 мл** выполнен из белого прочного полипропилена. В коричневую резьбовую крышку встроена ложечка для сбора кала.

**Объем:** 70 мл (55×44 мм)

**Материал:** полипропилен

| Кат. №      | Исполнение                                             | В коробке |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 80.9924.027 | Белый контейнер 70 мл с коричневой крышкой и этикеткой | 500 шт.   |