

Контейнер для кала Avanti Medical

ФСЗ 2012/11533

для кала, стерильный / нестерильный, объем 30 мл / 60 мл, с ложкой

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	30 мл / 60 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнеры для кала Avanti Medical – контейнеры для сбора кала, изготовлены из полипропилена (PP) для использования в больницах и лабораториях для гигиенического и безопасного сбора образцов кала.

Объем: 30 мл / 60 мл

Крышка: закручивающаяся, красного / белого цвета

Этикетка: матовая

Материал: полипропилен (PP)

Обозначение	Объем	Стерильность / упаковка	В коробке
NS 30	30 мл	нестерильный	700 шт.
NS 60	60 мл	нестерильный	600 шт.
S 30	30 мл	стерильный индивидуальная упаковка	500 шт.
S 60	60 мл	стерильный индивидуальная упаковка	500 шт.