

Контейнер для кала COPROtainer 30 мл

ФСЗ 2011/09735

для кала, стерильный / нестерильный, объем 30 мл, с ложкой

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	30 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнер для кала COPROtainer 30 мл

Объем: 30 мл
Материал: полипропилен

Варианты исполнения контейнеров COPROtainer 30 мл

Кат. №	Этикетка	Крышка	Стерильный	Индивидуальная упаковка
25130	матовая	белая, приложена	-	-
25131	матовая	красная, приложена	-	-
25133	матовая	белая, навинчена	-	-
25134	матовая	красная, навинчена	-	-
25136	матовая	красная, навинчена	да	-
25132	матовая	красная, навинчена	-	да
25135	матовая	красная, навинчена	да	да
25134E	бумажная	красная, навинчена	-	-
25132E	бумажная	красная, навинчена	-	да
25135E	бумажная	красная, навинчена	да	да
25136E	бумажная	красная, навинчена	да	-