

Контейнер для кала COPROtainer 60 мл

ФСЗ 2011/09735

для кала, стерильный / нестерильный, объем 60 мл, с ложкой

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	60 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнер для кала COPROtainer 60 мл

Объем: 60 мл
Материал: полипропилен

Варианты исполнения контейнеров COPROtainer 60 мл

Кат. №	Этикетка	Крышка	Стерильный	Индивидуальная упаковка
25160	матовая	белая, приложена	-	-
25161	матовая	красная, приложена	-	-
25163	матовая	белая, навинчена	-	-
25164	матовая	красная, навинчена	-	-
25166	матовая	красная, навинчена	да	-
25162	матовая	красная, навинчена	-	да
25165	матовая	красная, навинчена	да	да
25164E	бумажная	красная, навинчена	-	-
25162E	бумажная	красная, навинчена	-	да
25165E	бумажная	красная, навинчена	да	да
25166E	бумажная	красная, навинчена	да	-