

Контейнер для кала Литопласт 30 мл

ФСЗ 2011/11241

для кала, стерильный / нестерильный, объем 30 мл, с ложкой

Литопласт-Мед ПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	30 мл
Ложка	Да

Описание

Контейнеры для кала Литопласт 30 мл с ложкой-шпателем и коническим дном с юбкой устойчивости предназначены для хранения, сбора и транспортировки образцов твердых и жидких материалов, в том числе биологических для их дальнейшего исследования в лаборатории. Контейнеры производятся сразу с крышками.

Объем: 30 мл

Бактериологический вид: асептические / стерильные

Материалы: корпус – полипропилен, крышка – полиэтилен

Их изготовление происходит в беспылевой среде (свободной от частиц на 99.9%) при температуре +250°C, что позволяет добиться асептической чистоты изделий. Контейнеры не требуют стерилизации, однако по требованию клиента, она может быть произведена дополнительно.

Особенности:

- Матовое поле для записи.
- Градуировка до 30 мл с шагом 5 мл.
- Матовое поле для записи содержит следующие строки: ИМЯ, №, Дата.
- Изготовление крышек происходит в красном цвете (другое цветовое исполнение согласовывается отдельно и допускается при заказе крупной партии (от 50 000 штук).

Виды упаковки:

- индивидуальная (поштучная) в полиэтиленовом пакете
- групповая фасовка в полиэтиленовом пакете

Габариты картонной коробки: 580×405×330 мм.