

Контейнер для кала Sarstedt 76 20 мм

ФСЗ 2009/04699

для кала, стерильный / нестерильный, с ложкой

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для кала
Стерильность	стерильный / нестерильный
Ложка	Да

Описание

Контейнер для кала Sarstedt 76×20 мм с резьбовой крышкой

Размеры: 76×□20 мм

Материал: полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
80.734.001	Контейнер 76×20 мм стерильный	500 шт.
80.734	Контейнер 76×20 мм нестерильный	500 шт.
80.734.311	Контейнер 76×20 мм стерильный с этикеткой	500 шт.
80.734.301	Контейнер 76×20 мм нестерильный с этикеткой	500 шт.
80.734.401	Контейнер 76×20 мм белый нестерильный с этикеткой	500 шт.