

Контейнер для мочи Sarstedt 0.25 л с винтовой крышкой

ФСЗ 2009/04699

для мочи, объем 250 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Объем	250 мл

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 0.25 л с черной резьбовой крышкой

Объем: 250 мл (0.25 л)

Материал: полиэтилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
77.577	Контейнер для мочи 0.25 л (белый)	120 шт.