

Контейнер для мочи Sarstedt 0.5 л

ФСЗ 2009/04699

для мочи, объем 500 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Объем	500 мл

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 0.5 л с черной резьбовой крышкой

Объем: 500 мл (0.5 л)

Материал: полиэтилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
77.582	Контейнер для мочи 0.5 л (коричневый)	100 шт.