

Контейнер для сбора суточной мочи Sarstedt 3 л

ФСЗ 2009/04699

для мочи, сбор суточной мочи, объем 3 л, перенос в вакуумную пробирку

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Сбор суточной мочи	Да
Объем	3 л
Устройство для переноса в вакуумную пробирку	Да

Описание

Контейнер для сбора суточной мочи Sarstedt 3 л

Объем: 3 000 мл (3 л)

Материал: полиэтилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
77.575.001	Контейнер для сбора суточной мочи 3 л	30 шт.
77.575.401	Контейнер для сбора суточной мочи 3 л со встроенным устройством для переноса	30 шт.

Свойства контейнеров:

- Эргономичная ручка-выемка для надежного захвата
- Большой диаметр отверстия (80 мм)
- Прозрачная полоска с градуировкой с шагом 100 мл для визуального контроля
- Встроенное устройство для переноса мочи всегда находится на противоположной стороне ручки-выемки
- Взятие проб в перевернутом состоянии для небольших объемов от 700 мл