

Контейнер для биоматериалов Avanti Medical

ФСЗ 2012/11533

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 30 мл / 60 мл / 100 мл / 200 мл

Forans Eesti AS, Эстония



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	30 мл / 60 мл / 100 мл / 200 мл

Описание

Контейнеры универсальные Avanti Medical – контейнеры для сбора мочи и других биологических материалов. Изготовлены из полипропилена (PP) для использования в больницах и лабораториях для гигиенического и безопасного сбора биологических образцов.

Объем: 30 мл / 60 мл / 100 мл / 200 мл

Крышка: закручивающаяся

Этикетка: матовая

Материал: полипропилен (PP)

Обозначение	Объем	Стерильность / упаковка	В коробке
NS 30	30 мл	нестерильный	700 шт.
NS 60	60 мл	нестерильный	600 шт.
NS 100	100 мл	нестерильный	500 шт.
NS 200	200 мл	нестерильный	200 шт.
S 30	30 мл	стерильный индивидуальная упаковка	500 шт.
S 60	60 мл	стерильный индивидуальная упаковка	500 шт.
S 100	100 мл	стерильный индивидуальная упаковка	250 шт.
S 200	200 мл	стерильный индивидуальная упаковка	200 шт.