

Контейнер для мочи ЕвроКэп 100 мл

РЗН 2015/3209

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 100 мл

ЕвроКэп ООО, Россия



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	100 мл

Описание

Контейнер для мочи ЕвроКэп 100 мл представляет собой нестерильный сосуд, не содержащий добавок, предназначенный для размещения образца, закрытый крышкой. Изготовлен из прозрачного материала, позволяющий видеть невооруженным глазом биологический материал.

Особенности контейнеров для мочи ЕвроКэп 100 мл:

- На корпусе размещено матовое маркировочное окно с надписью «ФИО», «№», «Дата».
- Градуировка со шкалой с шагом 10 мл.
- Стерильные контейнеры упакованы в комбинированную (целлофан + бумага) индивидуальную упаковку.

Объем	Стерильность	В коробке
100 мл	стерильный	200 шт.
100 мл	нестерильный	150 шт.