

Контейнер для мочи ЕвроКэп 60 мл

РЗН 2015/3209

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 60 мл

ЕвроКэп ООО, Россия



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	60 мл

Описание

Контейнер для мочи ЕвроКэп 60 мл представляет собой нестерильный сосуд, не содержащий добавок, предназначенный для размещения образца, закрытый крышкой. Изготовлен из прозрачного материала, позволяющий видеть невооруженным глазом биологический материал.

Особенности контейнеров для мочи ЕвроКэп 100 мл:

- На корпусе размещено матовое маркировочное окно с надписью «ФИО», «№», «Дата».
- Градуировка со шкалой с шагом 5 мл.
- Стерильные контейнеры упакованы в комбинированную (целлофан + бумага) индивидуальную упаковку.

Объем	Стерильность	В коробке
60 мл	стерильный	450 шт.
60 мл	нестерильный	300 шт.