

Контейнер для мочи Sarstedt 100 мл

ФСЗ 2009/04699

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 100 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	100 мл

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 100 мл

Объем: 100 мл
Материал: полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
75.1354.001	Контейнер 100 мл с прилагаемой зеленой крышкой	500 шт.
75.563	Контейнер 100 мл отдельно без крышки	50/500 шт.
76.564	Крышка отдельно (бесцветная)	50/500 шт.
75.562.105	Контейнер 100 мл с присоединенной бесцветной крышкой стерильный , с контрольной этикеткой	5/200 шт.
75.562.005	Контейнер 100 мл с установленной бесцветной крышкой	5/200 шт.
75.562.300	Контейнер 100 мл с прилагаемой бесцветной крышкой	50/250 шт.
75.562.011	Коричневые контейнер 100 мл и крышка	50/250 шт.