

Контейнер для мочи Sarstedt 2 л

ФСЗ 2009/04699

для мочи, сбор суточной мочи, объем 2 л

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Сбор суточной мочи	Да
Объем	2 л

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 2 л с закрученной желтой крышкой

Объем: 2 000 мл (2 л)

Материал: полиэтилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
77.580	Контейнер для мочи 2 л	30 шт.