

Контейнер для мочи Sarstedt 70 мл

ФСЗ 2009/04699

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 70 мл

Sarstedt AG & Co., Германия



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	70 мл

Описание

Контейнер для мочи Sarstedt 70 мл изготовлен из высокопрозрачного полипропилена. Герметичная крышка – из полиэтилена высокой плотности.

Объем: 70 мл (55×44 мм)

Материал: полипропилен

Кат. №	Исполнение	В коробке
75.9922.744	Контейнер 70 мл с присоединенной крышкой	500 шт.
75.9922.745	Контейнер 70 мл с присоединенной крышкой, со стандартной этикеткой	500 шт.
75.9922.721	Контейнер 70 мл с присоединенной крышкой, со стандартной этикеткой, стерильный , в индивидуальной упаковке	200 шт.