

Контейнер для мочи URINtainer 120 мл

ФСЗ 2011/09735

для мочи, универсальный, стерильный /  
нестерильный, объем 120 мл

F.L. Medical, Италия



Характеристики

---

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Тип           | для мочи                  |
| Универсальный | Да                        |
| Стерильность  | стерильный / нестерильный |
| Объем         | 120 мл                    |

Описание

---

Контейнер для мочи URINtainer 120 мл

**Объем:** 120 мл  
**Материал:** полипропилен

**Варианты исполнения контейнеров URIntainer 120 мл**

| Кат. № | Этикетка | Крышка             | Стерильный | Индивидуальная упаковка |
|--------|----------|--------------------|------------|-------------------------|
| 25030  | матовая  | белая, приложена   | -          | -                       |
| 25031  | матовая  | красная, приложена | -          | -                       |
| 25033  | матовая  | белая, навинчена   | -          | -                       |
| 25034  | матовая  | красная, навинчена | -          | -                       |
| 25036  | матовая  | красная, навинчена | да         | -                       |
| 25032  | матовая  | красная, навинчена | -          | да                      |
| 25035  | матовая  | красная, навинчена | да         | да                      |
| 25177  | матовая  | красная, навинчена | да         | да + коробка            |
| 25034E | бумажная | красная, навинчена | -          | -                       |
| 25032E | бумажная | красная, навинчена | -          | да                      |
| 25035E | бумажная | красная, навинчена | да         | да                      |
| 25036E | бумажная | красная, навинчена | да         | -                       |