

Контейнер для мочи URINtainer 30 мл

ФСЗ 2011/09735

для мочи, универсальный, стерильный /
нестерильный, объем 30 мл

F.L. Medical, Италия



Характеристики

Тип	для мочи
Универсальный	Да
Стерильность	стерильный / нестерильный
Объем	30 мл

Описание

Контейнер для мочи URINtainer 30 мл

Объем: 30 мл
Материал: полипропилен

Варианты исполнения контейнеров URIntainer 30 мл

Кат. №	Этикетка	Крышка	Стерильный	Индивидуальная упаковка
25170	матовая	белая, приложена	-	-
25171	матовая	красная, приложена	-	-
25173	матовая	белая, навинчена	-	-
25174	матовая	красная, навинчена	-	-
25176	матовая	красная, навинчена	да	-
25172	матовая	красная, навинчена	-	да
25175	матовая	красная, навинчена	да	да
25174E	бумажная	красная, навинчена	-	-
25172E	бумажная	красная, навинчена	-	да
25175E	бумажная	красная, навинчена	да	да
25176E	бумажная	красная, навинчена	да	-